

I simply scan
with my HERON™ IOS

SIMPLY SCAN	2 CLICKS TO START
2 MINUTES TO SCAN	2 SECONDS TO CHECK




"Hoy uso mi OVO
con todos los pacientes!"

Dr Adolfo Lopes,
DDS, MSc, PhD



El centro de comunicacion 3DISC Scan&Tell

 El centro de comunicacion Scan & Tell




*Solucion integral para imagenes 2D y
escaneos 3D: ¡Cuenta, muestra, haz!*



*« Del examen preliminar,
OVO se convierte en el centro del diálogo
con cada uno de mis pacientes.»*

Dr Adolfo Lopes,
DDS, MSc, PhD

OVO en el centro de la comunicación con el paciente. Equipado con una tableta y Scan&Tell, el dentista puede mostrar y explicar opciones al paciente, lo que aumenta la tasa de aceptación del tratamiento. Las imágenes 2D y los escaneos 3D facilitan la explicación de diferentes posibilidades al paciente.





En un solo gesto y en una sola pantalla, OVO se convierte en el centro de la clínica

Una integración perfecta de escáner intraoral, cámara intraoral y centro de comunicaciones


Los escáneres intraorales nunca se han colocado en el centro de la clínica. 3DISC reinventa el producto para ser la sinergia de integración perfecta entre Odontólogos, Pacientes y Laboratorios. Las numerosas funciones proporcionadas ayudarán a los dentistas a poner el OVO IOS en el centro de su práctica diaria.



“Utilizo 3DISC Scan & Tell con mis pacientes como herramienta de planificación de tratamiento”


Dr Maraghy
DDS, MSc, PhD

3DISC Scan&Tell La suite viene equipada con examen preliminar, monitoreo bucal y diseño de sonrisa: ayuda al dentista a monitorear la evolución del paciente en el tiempo, planificar tratamientos y dialogar con el paciente.




DISEÑO DE SONRISA

Un enfoque simplificado para discutir posibles opciones con el paciente y aumentar las tasas de aceptación.



MONITOREO BUCAL

Guía al dentista en la observación de cambios a lo largo del tiempo en la boca del paciente.



EXAMEN PRELIMINAR

La herramienta definitiva para discutir y mostrar, para mejorar el diálogo entre dentista y paciente y promover la confianza del paciente.



“El software 3DiscClinic me guía y tranquiliza en mis exploraciones, incluso en casos graves.”

Adolfo Coelho
de Oliveira Lopes,
DDS, MSc, PhD




MAPA DE CALIDAD

Una herramienta exclusiva que permite comprobar la calidad del escaneo instantáneo y volver a escanear en vivo si es necesario para completar la impresión.



HOLGURA OCLUSAL

Esta herramienta le ayuda a comprobar la autorización antes de exportar el caso para ayudarlo a tratar a sus pacientes con coronas y puentes de forma eficaz y predecible.




CAPTURA DE PANTALLA EN VIVO

La herramienta Live View Screenshot le permite tomar capturas de pantalla durante el proceso de escaneo, para incluirlas en la revisión del caso y la exportación final, lo que le permite identificar áreas problemáticas y monitorear el progreso del tratamiento. También proporciona información valiosa a los técnicos sobre la textura del diente, definiciones de márgenes, etc.



HERRAMIENTA CORTADA

Le ayuda a verificar y determinar la calidad de su preparación para garantizar un ajuste ideal para la restauración



HERRAMIENTA DE MEDICIÓN



Esta herramienta le ayuda a medir la distancia entre dos puntos con precisión. Se puede utilizar para tratamientos de ortodoncia:

- Diagnóstico inicial
- Planificación del tratamiento
- Monitorear el progreso del tratamiento
- Evaluación del resultado del tratamiento



HERRAMIENTA DE SECCIÓN TRANSVERSAL


Amplíe la imagen 2D haciendo clic en el "icono de maximizar" ubicado en la esquina superior derecha de la imagen 2D. Esta acción mostrará las imágenes 2D y 3D una al lado de la otra.



ESTUDIO MODELO

La herramienta "Model Studio" utiliza tecnología de inteligencia artificial para generar rápidamente modelos dentales en cuestión de minutos a través de un flujo de trabajo fácil de usar. Estos modelos STL se producen automáticamente a partir de escaneos 3DISC con un solo clic.



Varias herramientas en la barra de sección transversal están diseñadas para mejorar su vista 3D al permitirle cortar el modelo a lo largo de la línea de sección transversal que ha dibujado.



Los usuarios pueden elegir entre

Modelo básico

Modelo lleno



Fly^{AI}

Tan rápido. Tan fluido. Entonces, vuela^{AI}

- Conozca Fly^{AI}, la innovadora actualización de nuestro último escáner, que transforma la forma en que se reúnen los datos sin problemas.
- Fly^{AI} es una característica nueva e interesante diseñada para reducir significativamente los errores de costura, lo que lo distingue de otros escáneres.
- El motor Fly^{AI} se compromete a hacer que el escaneo sea más fácil y mejor tanto para principiantes como para usuarios experimentados.

“Fly^{AI} es una herramienta increíble. Permite un escaneo más fluido al excluir del escaneo elementos no esenciales, como labios, mucosa bucal, guantes u otros instrumentos. Esto mejora enormemente la experiencia de escaneo y da como resultado archivos finales más limpios. ¡Con Fly^{AI} el escaneo se vuelve más sencillo que nunca!

Dr. Adolfo Lopes



“La nueva función de IA integrada en ovo facilita el proceso de escaneo y mejora la velocidad del escaneo diario. La experiencia con el nuevo Fly^{AI} será perfecta incluso para los principiantes en odontología digital.


Dr. Alberto Mori

“Después de casi dos años de utilizar el escáner intraoral Heron 3DISC, la implementación de Fly^{AI} en el software ha cambiado las reglas del juego. El programa es increíblemente sofisticado y permite un escaneo ultrarrápido, preciso y sin errores. En general, estoy completamente impresionado y puedo decir con seguridad que Fly^{AI} ha superado mis expectativas.


Profesora asistente
Dr. Julija Zarkova Atanasova,
prosthodontist

“¡Esto es simplemente increíble! ¡Todo el crédito para el equipo de I+D de 3Disc! Cuando escaneo, el software ignora que los guantes, los labios, la lengua y las mejillas se registren inadvertidamente. ¡Hace la vida aún más fácil con mi escáner 3DISC!

Dr. Tanzeem Raees



Fly^{AI} ENABLED



Fly^{AI} DISABLED



Un nuevo concepto, un nuevo hardware, una nueva experiencia de escaneo

Incorporación de imágenes 2D e impresiones 3D con un centro de comunicación

para crear el escaneo definitivo y experiencia en comunicación



3DISC un equipo mundial dedicado para llevar la odontología digital más allá

