

MEMBRANAS

collygen

collygen

La forma sencilla de protección

Membrana de colágeno para ROG



TISS'YOU S.r.l.

Strada di Paderna, 2
47895 - Domagnano (RSM)
www.tissy.com

T. (+39) 0549 96 36 13
F. (+39) 0549 96 43 54
info@tissy.com

fácil natural collygen

Collygen es la nueva membrana absorbible para la protección del sitio de implantación por infiltración de tejidos blandos.

Está hecha de atelocolágeno tipo I altamente purificado de origen equino que minimiza la respuesta inmunogénica.

Se puede colocar fácilmente en el sitio después del injerto óseo, sin ninguna fijación.

La estructura 3D Collygen se adapta eficazmente a la superficie del injerto óseo, asegurando una protección óptima del sitio de implantación.

Luego se absorbe fisiológicamente en aproximadamente 4-6 semanas.

Las membranas Collygen están disponibles en una amplia gama de formatos diferentes, en envases individuales y múltiples.

Indicaciones:

- Protección de defectos óseos periimplantarios.
- Cierre de pequeñas roturas de la membrana sinusal.
- Restauración de pequeñas dehiscencias óseas.
- Protección de alveolos post-extracción
- Cobertura de acceso al hueso sinusal en los procedimientos de elevación de seno

Propiedades principales:

- Atelocolágeno equino tipo I
- Totalmente seguro y biocompatible
- Fácil de aplicar.
- Totalmente absorbible
- Tiempo de protección de 4 a 6 semanas.



Rango membranas collygen

collygen

CYM-15206

Collygen membrana 15 x 20 x 0.2 mm. Cx6 uds.

CYM-152010

Collygen membrana 15 x 20 x 0.2 mm. Cx10 uds.



15 x 20 x 0.2 mm

CYM-20206

Collygen membrana 20 x 20 x 0.2 mm. Cx6 uds.

CYM-202010

Collygen membrana 20 x 20 x 0.2 mm. Cx10 uds.



20 x 20 x 0.2 mm

CYM-25251

Collygen membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx1 ud.

CYM-25256

Collygen membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx6 uds.

CYM-252510

Collygen - membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx10 uds.



25 x 25 x 0.2 mm

CYM-20301

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx1 ud.

CYM-20306

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx6 uds.

CYM-203010

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx10 uds.



20 x 30 x 0.2 mm

CYM-2020RS

Collygen membrana 20 x 20 x 0.2 mm. Cx1 ud.

CYM-2020RS

Collygen membrana 25 x 25 x 0.2 mm. Cx1 ud.

CYM-2030RS

Collygen membrana 20 x 30 x 0.2 mm. Cx1 ud.

CYM-2030RS

Collygen membrana 30 x 30 x 0.2 mm. Cx1 ud.



30 x 30 x 0.2 mm

MEMBRANAS

collygen

Importador exclusivo para España:



Avda. Las Torres N°96 L-4.
50008 Zaragoza (España)
T: (+34) 976 258970
info@imbiodent.com
www.imbiodent.com

Distribuido por: